



Distributeur VITLAB genius2

VITLAB

Distributeur VITLAB® genius2

Avec soupape de dosage rétroactif et possibilité d'ajustage.

Innovation fiable pour les exigences les plus élevées :

- Réglage du volume rapide, facile et précis par baguette dentée à l'intérieur et mécanisme à vis pratique
- Pas de perte de réactif grâce à la soupape de dosage rétroactif
- Pas de goutte après insertion du capuchon de la canule
- Réétablonnable
- Matériaux de grande qualité (PTFE, PFA, FEP, verre borosilicate, platine-iridium) qui garantissent une résistance chimique élevée à la plupart des acides, solvants et bases
- Un piston à déplacement positif avec lèvre d'étanchéité en PFA diminue la cristallisation de liquides et ainsi le blocage du piston
- Facile à démonter pour le nettoyage - sans outil
- Autoclavable complètement à 121 °C
- Appareil pouvant tourner à 360° sur le flacon
- Marqué DE-M
- Avec filetage GL 45
- Avec valve de débit à vis



Contenu de la livraison : 3 ou 5 adaptateurs filetés* en PP, 1 tuyau d'aspiration télescopique, mode d'emploi et certificat de qualité, 1 clé de montage



Code	Description	Packaging
LLG06283976	Dispenser GENIUS2 0,1...2,5:0,05ml	1 pz
LLG06283977	Dispenser GENIUS2	1 pz
LLG06283978	Dispenser GENIUS2 1...10:0,2 ml	1 pz
LLG06283979	Dispenser GENIUS2 2,5...25:0,5ml	1 pz
LLG06283980	Dispenser GENIUS2 5...50:1ml	1 pz
LLG06283981	Dispenser GENIUS2 10...100:2ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

