



Thermostats chauffants à circulation avec régulateur de température programmable Advanced (AP)

Ces thermostats sont disponibles en 4 tailles de bains combinées à 4 régulateurs de température différents. Un grand écran tournant librement à 180° Swivel 180° permet une bonne visibilité et contrôle des valeurs de consigne de points de vue différents.

- Bains de 7 à 45 l
- Serpentin de refroidissement à eau du réseau intégré, pompe d'aspiration et de refoulement (modèles sélectionnés)
- Support de couvercle LidDockä
- Capot isolant, résistant aux produits chimiques DuraTopä
- Système de contrôle d'ambiance WhisperCool®
- Système de froid Cool Commandä
- Filtre à air lavable
- Bain avec grande ouverture et vidange du réservoir
- Raccordement facile des conduites de liquide
- Utilisation intuitive avec aide et consignes sur l'écran multilingues
- Mise en route très simple et entretien facile
- Protection contre la surchauffe
- Classes de protection selon DIN 12876-1 pour usage avec des liquides inflammables (modèles sélectionnés)



- Température de travail : TA+10 °C à 200 °C
- Stabilité de température : ±0,005 °C
- Librement programmable
- Ecran tactile 4,3" (10,9 cm) intuitif
- 11 langues : français, allemand, espagnol, chinois, arabe, anglais, portugais, russe, hindi, italien, coréen, italien
- Grand écran pouvant tourner à 180° Swivel 180°
- Pompe à vitesse variable et possibilité de circulation externe dans un circuit de régulation ouvert et fermé
- Pression max. de la pompe : 3,6 psi (0,25 bar)
- Interfaces : USB-A et B, Ethernet, RS232 / 485, marche/arrêt à distance et sonde de température externe
- Planification d'évènements (heure et date) avec horloge en temps réel



- Vérification des tendances de température pendant jusqu'à 10 jours
- Plusieurs écrans "Accueil" au choix
- Optimisation des performances automatique et/ou réglable par l'utilisateur
- Etalonnage 10 points

Code	Description	Packaging
LLG04658626	Thermostats chauffants à circulation avec régulateur de température programmable Advanced (AP), Volume bain 7 l	1 pz.
LLG04658629	Thermostats chauffants à circulation avec régulateur de température programmable Advanced (AP), Volume bain 15 l	1 pz.
LLG04658632	Thermostats chauffants à circulation avec régulateur de température programmable Advanced (AP), Volume bain 20 l	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04658636	Thermostats chauffants à circulation avec régulateur de température programmable Advanced (AP), Volume bain 28 l	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

