

**Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP****43953****Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP**

Agitateurs magnétiques ultra-plats, compacts, puissants et sans usure pour plaques de microtitration avec 6/12/24/96 postes d'agitation, commande externe, boîtier inox entièrement fermé, hermétique, IP 68, étanche à l'eau, à la poussière et aux germes, construction/fabrication extrêmement robuste, facile à nettoyer, résistance maximale, immersible dans des bains d'eau ou d'huile jusqu'à 50 °C. Conviennent pour utilisation dans des incubateurs à CO₂/fours, tiges de centrage amovibles, parfaits pour intégration dans des robots. Dimensions personnalisées et version haute température jusqu'à +200 °C disponibles sur demande.

Caractéristiques**Puissance d'agitation (max.) : 10 W****Température ambiante admissible : 10 ... 50 °C dans l'air, 50 °C sous l'eau****Dimensions (l x p x h) : 140 x 102 x 26 mm****Poids : 1,1 kg****Degré de protection : IP 68****Alimentation : 48 VDC**

Code	Description	Packaging
LLG06286228	Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP Type MIXdrive 12 MTP Capacité d'agitation par poste 0,007 l	1 pz.
LLG06286229	Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP Type MIXdrive 24 MTP Capacité d'agitation par poste 0,0035 l	1 pz.
LLG06286230	Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP Type MIXdrive 96 MTP Capacité d'agitation par poste 0,0005 l	1 pz.
LLG06286227	Agitateurs pour plaques de microtitration MIXdrive MTP Type MIXdrive 6 MTP Capacité d'agitation par poste 0,02 l	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

