

**Unités de contrôle pour agitateurs MIXdrive MTP****43953****Unités de contrôle pour agitateurs MIXdrive MTP****MIXcontrol 20 MTP**

Boîtier en acier inoxydable, affichage numérique de la vitesse, 100-2000 tr/min, réglage de la puissance à 4 niveaux

MIXcontrol 20 RS232

avec interface RS232

Caractéristiques

Plage de vitesse : 100 ... 2000 tr/min

Puissance moteur sortie : 10 W

Température ambiante admissible : 0 ... 40 °C

Humidité relative admissible : 80 %

Affichage : numérique

Dimensions (l x p x h) : 200 x 155 x 38 mm

Poids : 1,3 kg

Type de protection : IP 20

Alimentation : 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06286231	Unités de contrôle pour agitateurs MIXdrive MTP Type MIXcontrol 20 Vitessemin. 100 tr/min. Vitessemax. 2000 tr/min.	1 pz.
LLG06286232	Unités de contrôle pour agitateurs MIXdrive MTP Type MIXcontrol 20 RS232 Vitessemin. 100 tr/min. Vitessemax. 2000 tr/min.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

