

**Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex**

DWK Life Sciences Inc.

**Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flexä**

Les flacons d'agitation Celstir® et Magna Flexä de WHEATON sont des produits de grande qualité avec une longue durée de vie, une efficacité élevée et très peu exigeants en entretien. Les flacons d'agitation Celstir® offrent l'environnement idéal pour la culture / élevage d'une quantité de cellules, comme les cellules d'insectes, hybridomes et beaucoup d'autres cellules adaptées à la suspension. Les flacons Magna Flexä sont adaptés aux cultures sur microporteurs. Les flacons Celstir® et Magna Flexä sont en verre borosilicate de type I autoclavable. Les flacons d'agitation WHEATON peuvent être utilisés sur tous les agitateurs magnétiques.

**Contenu de la livraison :** Flacon, tige d'agitation avec capuchon et capuchons pour les bras latéraux

- Spécial pour cultures sur micro-support avec agitateur magnétique
- Mouvement d'agitation doux grâce à l'agitateur en verre en forme de bulle
- Rapport de 1/1 entre la phase gazeuse et le volume d'échantillon pour un échange de gaz optimal
- Verre borosilicate autoclavable conformément aux exigences de l'USP, verre de type I et ASTM E 438, type I, classe A



Code	Description	Packaging
LLG04658730	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 125 ml, dim. (Ø x H) 65 x 155 mm, dim. du col central 51-400, dim. des cols latéraux 33-430	1 pz
LLG04658731	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 250 ml, dim. (Ø x H) 85 x 175 mm, dim. du col central 51-400, dim. des cols latéraux 33-430	1 pz
LLG04658732	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 500 ml, dim. (Ø x H) 110 x 190 mm, dim. du col central 100-400, dim. des cols latéraux GL 45	1 pz
LLG04658733	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 1000 ml, dim. (Ø x H) 130 x 250 mm, dim. du col central 100-400, dim. des cols latéraux GL 45	1 pz
LLG04658734	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 6000 ml, dim. (Ø x H) 258 x 404 mm, dim. du col central 100-400, dim. des cols latéraux GL 45	1 pz
LLG06239455	Flacon d'agitation Spinner à micro-support Magna Flex, Volume 3000 ml, dim. (Ø x H) 178 x 341 mm, dim. du col central 100-400, dim. des cols latéraux GL 45	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

