

**Appareil de mesure multiparamètres Eutech<sup>™</sup> PCTestr35**

Appareil de mesure multiparamètres étanche et robuste pour la détermination du pH, de la conductivité et de la température. L'électrode peut être remplacée.

Conçu pour des usages généraux et industriels, par ex. dans l'industrie chimique et agroalimentaire, dans les piscines, aquariums, tours de refroidissement.

- Électrode combinée pour la mesure de tous les paramètres
- Paramètres de mesure faciles à changer
- Jusqu'à 5 points d'étalonnage pour la mesure du pH et max. 3 points d'étalonnage pour la conductivité.
- Boîtier étanche à l'eau et à la poussière
- Grand écran LCD
- Déconnexion automatique

**Caractéristiques**

**Plage de mesure pH :**

**Résolution :**

**Précision : 0,0 & 14,0 pH**

**0,1 pH**

**0,1 pH**

**Plage de mesure mV :**

**Résolution :**

**Précision : 0 & 1999  $\mu$ S/cm / 2,00 & 20,00 mS/cm**

**1  $\mu$ S/cm / 0,01 mS/cm**

**$\pm 1$  % (pleine échelle)**

**Plage de mesure température :**

**Résolution :**

**Précision : 0 & 50 °C**

**0,1 °C**

**0,5 °C**

**Classe de protection : IP 67**

**Alimentation : 4 piles 1,5 V A76**



Code	Description	Packaging
LLG06258988	Appareil de mesure multiparamètres Eutech™ PCTestr35	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

