



Unité de filtration sous vide ou sous pression en polycarbonate type 16510

Sartorius Lab Instruments

Unité de filtration sous vide ou sous pression en polycarbonate type 16510

Pour la filtration sous vide ou sous pression jusqu'à 2 bars.

Rend les solutions claires ou stériles.

Avec bac collecteur 250 ml.

Pour filtre Ø 47 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09049243	Unité de filtration sous vide ou sous pression en polycarbonate type 16510, Type Unités de filtration en polycarbonate, Volume 250 ml, Dimension du filtre Ø 47mm mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

