

**Egouttoir en polystyrène antichoc****Kartell****Egouttoir en polystyrène antichoc**

PS. Avec large gouttière d'écoulement. Les tiges peuvent être insérées au choix sur le panneau. Les inserts de tiges sont scellés à l'arrière.

Livré complet avec 72 tiges (Ø 15 mm, longueur 95 mm), 11 petits tiges (6 mm de diamètre, 95 mm de long) tuyau de drainage et matériel pour la fixation murale.

Dimensions (l x p x h) : 450 x 110 x 630 mm



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09003240 | Egouttoir en polystyrène antichoc, Egouttoir, accroche murale, Tiges 95 x 15 mm 72 Unité, Tiges 95 x 6 mm 11 Unité | 1 pz |
| LLG09003032 | Egouttoir en polystyrène antichoc, Emplacements, Tiges 95 x 15 mm Unité, Tiges 95 x 6 mm 11 Unité | 11 pz |
| LLG09003033 | Egouttoir en polystyrène antichoc, Emplacements, Tiges 95 x 15 mm 72 Unité, Tiges 95 x 6 mm Unité | 72 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

