

**Adaptateurs amovibles (RN) pour raccords Luer Lock****Hamilton****Adaptateurs amovibles (RN) pour raccords Luer Lock**

Pour seringues RN de 250 µl et plus. Diamètre de l'ouverture 1,5 mm, ou 1 mm pour la vanne de collecte de gaz.



Code	Description	Packaging
LLG06306806	Adaptateurs amovibles (RN) pour raccords Luer Lock, Luer femelle	1 pz.
LLG06079139	Adaptateurs amovibles (RN) pour raccords Luer Lock, Luer mâle	1 pz.
LLG06305865	Adaptateurs amovibles (RN) pour raccords Luer Lock, Luer Lock mâle	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

