



Laveur de microplaques 50 TS

Laveur de microplaques 50 TS

Le laveur de microplaques automatique et polyvalent 50 TS est idéal pour le lavage de microplaques 96/384 puits et barrettes individuelles. Grâce à son utilisation intuitive et simple, il convient en particulier pour des applications en recherche académique ainsi qu'en diagnostic clinique et vétérinaire.

- Laveur de barrettes compact et robuste avec peigne de lavage à 8, 12 ou 16 canaux
- Pompe à piston intégrée pour une distribution précise du tampon de lavage
- Circuit de vanne interne pour le raccordement de jusqu'à 3 flacons de tampon (modèles V)
- Programmation libre de tous les paramètres de lavage comme gamme de lavage, volume de lavage, vitesse de distribution et d'aspiration, hauteur d'aspiration, etc. via interface utilisateur à écran tactile
- Aspiration possible à plusieurs points dans le puits
- Durée et intensité d'agitation programmable librement
- Nombreux programmes de maintenance préinstallés

Applications typiques : ELISA, Tests à base de cellules



Code	Description	Packaging
LLG06287400	Laveur de microplaques 50 TS, Type 50TS12 , Description avec peigne de lavage à 12 canaux, 96 puits	1 pc
LLG06287402	Laveur de microplaques 50 TS, Type 50TS12V , Description avec peigne de lavage à 12 canaux, 96 puits, avec changement de tampon	1 pc
LLG06287399	Laveur de microplaques 50 TS, Type 50TS8 , Description avec peigne de lavage à 8 canaux, 96 puits	1 pz.
LLG06287401	Laveur de microplaques 50 TS, Type 50TS8V , Description avec peigne de lavage à 8 canaux, 96 puits, avec changement de tampon	1 pc



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

