



Analyseur de texture TX-700

Analyseur de texture TX-700

L'analyseur de texture TX-700 est un appareil de vérification pour déterminer les propriétés physiques des substances et matériaux les plus divers. Il permet de déterminer, entre autres, l'élasticité, l'adhérence et la solidité des substances. Les paramètres suivants peuvent être enregistrés : pénétration, compression relative, traction, relaxation et cycle TPA. Le TX-700 est idéal pour des produits consistants, élastiques et collants.

- Grand choix d'éléments de tests différents
- Réglage de l'affichage : Force, Vitesse, Distance, Temps, Échelle de sensibilité
- Unités : gramme ou Newton
- Modes opératoires : Pénétrométrie, Compression, Traction, Relaxation, Cycle TPA
- Avec PT100 pour mesure de la température
- Langue : français, anglais, russe, espagnol
- Interface RS-232, USB

Caractéristiques

Capteurs / Résolution : 10 N (1 kg) / 0,001 N (0,1 g)

20 N (2 kg) / 0,001 N (0,1 g)

50 N (5 kg) / 0,001 N (0,1 g)

250 N (20 kg) / 0,01 N (1 g)

500 N (50 kg) / 0,01 N (1 g)

Précision : $\pm 0,05$ % pleine échelle

Plage de vitesse : 0,1 à 10 mm/s $\pm 0,2$ %

Hauteur de déplacement / Résolution : 370 mm / 0,01 mm

Plage de température : -20 à +120 °C

Dimensions (L x l x H) : 300 x 500 x 600 mm

Poids : 21 kg

Alimentation : 90-240 VAC, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04659131	Analyseur de texture TX-700, Type TX-700 50 N	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

