

**Thermomètre infrarouge testo 805 / 805i****Testo****Thermomètre infrarouge testo 805 / 805i****testo 805 :**

- Mesure sans contact de la température de surface
- Optique 1:1 pour une mesure rapide, facile à proximité
- Fonction Hold et affichage des valeurs Min/Max
- Étanche (IP65) et robuste grâce à l'étui de protection (joint à la livraison)

testo 805i :

- Mesure IR sans contact de la température de surface
- Documentation illustrée facile qui inclut valeur de mesure et marquage du point de mesure
- Analyse des données de mesure et envoi via l'application gratuite testo Smart Probes
- Marquage du point de mesure par un cercle laser à 8 points bien visible

Caractéristiques**Plage de mesure****805 :****805 i: -25 à +250 °C****-30 à +250 °C****Précision(±1 digit)****805 : ±3 °C (-25 à -21 °C)****±2 °C (-20 à -2,1 °C)****±1 °C (-2 à +40 °C)****±1,5 °C (+40,1 à +150 °C)****±2 % v. m. (+150,1 à +250 °C)****805i : ±1,5 °C ou ±1,5 % v. m. (0 à +250 °C)****±2 °C (-20 à -0,1 °C)****±2,5 °C (-30 à -20,1 °C)****Résolution****805 : 0,1 °C (-9,9 à +199,9 °C)****1 °C (reste de la plage)****805i : 0,1 °C****Compatibilité 805i : Configurations requises :iOS 8.3 ou plus récent ;****Android 4.3 ou plus récent ; terminal mobile avec Bluetooth 4.0****Piles**

805 :
805i : 1 type Lithium, CR 2032
3 x AAA
Optique :
Marquage laser : 10:1
Optique diffractive (cercle laser)

Code	Description	Packaging
LLG07630052	Thermomètre infrarouge testo 805 / 805i, Description testo 805	1 pz.
LLG06287617	Thermomètre infrarouge testo 805 / 805i, Description testo 805i	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

