

**Filtre seringue Minisart NML Plus, GF+SFCA / GF**

Sartorius Lab Instruments

Filtre seringue Minisart® NML Plus, GF+SFCA / GF

Le filtre Minisart® NML Plus de Sartorius (fibre de verre / acétate de cellulose) se différencie du Minisart® NML par son pré-filtre fin supplémentaire en fibres de verre, qui permet de filtrer un plus grand volume de liquides très chargés en particules. Les filtres Sartorius Minisart® GF (fibre de verre, rétention de particules de 0,7 µm) pour la clarification contiennent un pré-filtre en fibre de verre sans liant avec une capacité de rétention de 99 % pour des particules sphériques d'env. 40 µm.



Code	Description	Packaging
LLG09049119	Minisart GF, 26mm Ø	50 pz.
LLG09049120	Minisart GF, 28mm Ø	500 pz.
LLG09049118	Minisart-Plus, 28mm, 0,2µm	50 pz.
LLG09049126	Minisart-plus 28 mm, 0,2 µm	500 pz.
LLG07017224	Minisart-Plus, 28 mm	500 pz.
LLG09049127	Minisart-plus 0,45µm 28mmØ	50 pz.
LLG09049128	Syringe filters Minisart-plus 0,45µm	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

