

**Support élévateur MAXI, en acier inoxydable****Bochem****Support élévateur MAXI, en acier inoxydable**

Pour ceux qui veulent le meilleur.

Nouveau design et construction améliorée:

- Procédé d'élévation amélioré avec tolérances réduites
- Bouton ergonomique rond et convivial
- Elévateur en acier inoxydable

Caractéristiques:

- Les élévateurs MAXI sont 30% plus haut grâce à une meilleure amplitude.
- Entièrement en acier inox 18/10
- Réglage de hauteur à l'aide de la molette
- Norme DIN 12897



Code	Description	Packaging
LLG06225931	Support élévateur MAXI, en acier inoxydable 18/10, Largeur 130 mm, Profondeur 160 mm, Hauteur min. 75 mm, Hauteur max. 400 mm, Max. stat. 30 kg, Max. dyn. 7 kg	1 pz
LLG09118945	Support élévateur MAXI, en acier inoxydable 18/10, Largeur 200 mm, Profondeur 200 mm, Hauteur min. 75 mm, Hauteur max. 400 mm, Max. stat. 30 kg, Max. dyn. 7 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

