



Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0, kit

LLG Labware

La prochaine génération du top-seller IKA/LLG-Labware LLG-RCT Standard. Nouveau design, nouvelles fonctions ! Qualité éprouvée et fiable !

- Régulation numérique de la vitesse et de la température
- Écran LED concis
- Affichage de la limite de température de sécurité réglée
- Indicateur Hot Top : avertissement en cas de surface chaude pour éviter les brûlures !
- Circuit de sécurité réglable de la température de la plaque chauffante
- Affichage du code d'erreur en cas de dysfonctionnement
- Raccordement pour sonde de température externe PT1000
- Plaque chauffante en aluminium pour une transmission optimale de la chaleur
- Sécurité élevée grâce à une technique de régulation du chauffage améliorée
- Interface USB Moteur puissant
- Forte connexion magnétique
- Capot de protection inclus
- Testé selon la norme DIN EN IEC 61010-1

Contenu de la livraison : Agitateur magnétique, thermomètre à contact ETS-D5, sonde de température PT1000, capot de protection, matériel de support

Caractéristiques :

- Quantité agitée (H₂O) : 20 l
- Vitesse de rotation : 50 ... 1500 tr/min
- Surface de pose : Ø 135 mm
- Plage de température : TA + auto-échauffement de l'appareil ... 310 °C
- Puissance de chauffage : 600 W
- Plage de température de sécurité : 50 ... 360 °C
- Dimensions (L x P x H) : 160 x 270 x 85 mm



- Poids : 2,4 kg
- Alimentation : 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz
- Indice de protection : IP 42
- Garantie : 3 ans

Code	Description	Packaging
LLG06320411	Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0, kit : Agitateur magnétique, thermomètre à contact ETS-D5, sonde de température PT1000, capot de protection, matériel de support - Prise EU	1 pz
LLG06322748	Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0, kit : Agitateur magnétique, thermomètre à contact ETS-D5, sonde de température PT1000, capot de protection, matériel de support -Prise CH	1 pc



Code	Description	Packaging
LLG06322749	Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0, kit : Agitateur magnétique, thermomètre à contact ETS-D5, sonde de température PT1000, capot de protection, matériel de support - Prise EU	1 pc



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

