

**Agitateur magnétique color squid / big squid**

IKA

**Agitateur magnétique color squid / big squid**

Sans chauffage. Petit agitateur magnétique avec affichage de la vitesse (LED).

-contrôle électronique du moteur pour une capacité plus importante d'agitation.

-plage de vitesse améliorée de 0 à 2500 tr/min

-Excellent résistance chimique avec base en TPC-ET et plaque en verre.

-Fabrication avec des matériaux recyclables.

-Alimentation avec adaptateur pour EU/CH/UK/USA.

**Caractéristiques color squid // big squid**

**Volume d'agitation (H<sub>2</sub>O): 1 l // 1,5 l**

**Plage de vitesse: 0 ... 2500 tr/min**

**Température ambiante admissible: 5 ... 40 °C**

**Humidité relative ambiante admissible: 80%**

**Matériau : Verre/TPC-ET**

**Plaque supérieure dimensions (Ø): 115 mm // 160 mm**

**Dimensions (L x P x H): 145 x 160 x 45 mm // 185 x 205 x 45 mm**

**Poids : 0,54 kg // 0,70 kg**

**Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz**

**Classe de protection selon DIN EN 60529: IP 54**

**Conforme DIN EN IEC 61010-1.**



Code	Description	Packaging
LLG09720365	Agitateur magnétique color squid, Type	1 pz
LLG09720470	Agitateur magnétique big squid, Type bi	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

