

**Distributeur POLYFIX****Poulten & Graf****Distributeur POLYFIX ®**

Distributeur en plastique. Pour le dosage de tous produits chimiques auxquels le polypropylène est résistant. Avec cylindre de dosage calibré en verre. Le bloc contenant les soupapes n'est pas démontable pour des raisons de sécurité.

-Certifié conforme

-Capuchon protège-doigts de conception ergonomique

-Réglage du volume facile d'utilisation avec ajustement rapide par coulissement facile et réglage fin rotatif,

-Bloc à soupapes en PP avec adaptateur FIX .

Livré avec 2 adaptateurs en PP (GL 40 et GL 45).



Code	Description	Packaging
LLG09283800	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz
LLG09283801	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz
LLG09283802	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz
LLG09283803	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz
LLG09283804	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz
LLG09283810	Plastic dispenser POLYFIX	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

