



## Pipettes Samco, PE

### Pipettes Samcoä, PE

Résultats reproductibles

- Polyéthylène inerte, non toxique
- Fabriquées sans agents de démoulage qui pourraient influencer les résultats des tests

Fiabilité

- Les pointes à forme précise assurent une taille de goutte toujours régulière
- Des procédés de fabrication contrôlés garantissent des poires à pipeter uniformes avec une qualité élevée régulière
- Certifiées selon la norme ISO 13485:2003.

Design

- Peuvent être bien tenues avec des gants de protection en latex, sans glisser
- Pointe fine précise
- Un conditionnement spécial réduit nettement le risque de contamination par les spores de moisissures dans l'air, par ex. Avec graduation.



Code	Description	Packaging
LLG04653977	Pipettes Samco, PE, Description Grande poire à pipeter , Longueur 155 mm, Volume 7,7 ml, Ø tige 7,9 mm, Stérile -	500 pz
LLG04654093	Pipettes Tranfer non-sterile 5 ml 250 PC	250 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

