


**Bobines de câbles manuelles et câbles de descente pour flacons/bombes à immersion****Bobines de câbles manuelles et câbles de descente pour flacons/bombes à immersion****Bobines de câbles manuelles**

- Capacité d'enroulement élevée jusqu'à 150 m pour un câble de diamètre 2 mm
- Largeur intérieure des bobines 44 mm, extérieure 55 mm, diamètre intérieur 100 mm, extérieur 180 mm
- Câble souhaité à commander séparément

Câbles de descente

- Pour flacons et bombes d'immersion adaptés à des bobines manuelles en matériaux les plus divers
- Résistance à la charge jusqu'à 10 kg max.



Code	Description	Packaging
LLG06087044	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz
LLG06200263	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz
LLG06234815	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz
LLG07620817	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz
LLG09303941	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz
LLG09303943	Accessoires pour préleveur à immersion,	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

