




Tuyaux en silicone, utilisables sous vide

Tuyaux en silicone, utilisables sous vide

Caoutchouc de silicone (VMQ), transparent, dureté 60 Shore A, apte au contact alimentaire, résistant aux températures de -60°C à +200°C (de courte durée jusqu'à +260°C), convient pour les pompes péristaltiques. Conforme aux normes BFR XV, FDA CFR 215 177.2600, Pharmacopée européenne (EP) / DAB, biocompatible : cytotoxicité (USP Classe 1-6). Validation des tests hémolyse, pyrogénicité, sensibilisation, irritation dermatologique, implantation (90 jours) selon norme ISO 10993-1. Vendu au mètre.



Code	Description	Packaging
LLG06052545	Tuyaux en silicone 7X3MM 60A	1 m
LLG06077451	Tuyaux en silicone Ø 8x18 mm	1 m



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

