

**Panier grillagé pour bain à ultrasons Sonorex****Bandelin****Panier grillagé pour bain à ultrasons Sonorex**

Largeur de mailles 1 x 1 mm.

KD 0 : Panier en acier inoxydable, tamis**PD 04** : Panier en plastique, fond en tamis

Code	Description	Packaging
LLG09877642	Panier grillagé pour bain à ultrasons Sonorex, Type KD 0* , Pour Récipients type becher , Ø int. 75 mm, Matériau Acier inox	1 pz.
LLG09877643	Panier grillagé pour bain à ultrasons Sonorex, Type PD 04 , Pour Récipients type becher , Ø int. 60 mm, Matériau Plastique	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

