

**Robinet pour dessiccateur, en verre borosilicaté 3.3**

Lenz

**Robinet pour dessiccateur, en verre borosilicaté 3.3**

Verre borosilicaté 3.3. Avec clé PTFE. Pour dessiccateurs type NOVUS.

Rodage mâle NS 24/29, alésage: NW 2,5 mm, raccord de tuyau : diam. ext 8mm



Code	Description	Packaging
LLG09042505	Robinet pour dessiccateur, en verre borosilicaté 3.3, Description Tube de couvercle , Longueur 124 mm, RN 24/29	1 pz.
LLG09042500	Robinet pour dessiccateur, en verre borosilicaté 3.3, Description Tube latéral , Longueur 108 mm, RN 24/29	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



*CARLO ERBA  
 Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

