

**Dessiccateur, en plastique PC/PP****Kartell****Dessiccateur, en plastique PC/PP**

Couvercle en polycarbonate, transparent. Corps en polypropylène blanc, avec plateau de dessiccation. Bouchon d'aération et clapet anti-retour sur le couvercle. Etanchéité entre le couvercle et le corps assurée par un joint torique en caoutchouc comprimé lors de la mise sous vide. Facile d'utilisation par son poids réduit.



Code	Description	Packaging
LLG09042615	Dessiccateur, en plastique PC/PP, Ø 170 mm, Diamètre 150 mm, Hauteur 195 mm	1 pz
LLG09042620	Dessiccateur, en plastique PC/PP, Ø 235 mm, Diamètre 200 mm, Hauteur 240 mm	1 pz
LLG09042625	Dessiccateur, en plastique PC/PP, Ø 285 mm, Diamètre 250 mm, Hauteur 300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

