

**Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate****BOLA****Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate**

Les Dessiccateurs Sicco sont conçus pour le stockage et le séchage des produits sensibles à l'humidité à l'aide de gel de silice. La porte hermétique protège l'échantillon d'une contamination extérieure. L'environnement intérieur contrôlé des dessiccateurs est idéal pour stocker des étalons, des échantillons, des échantillons métallographiques, du tabac et des échantillons d'ADN.

Les Dessiccateurs Mini Premium sont fournis avec 2 étagères et un hygromètre. Pieds en caoutchouc antidérapants.

Avantages:

- Porte tactile avec joint
- Construction robuste
- Armoire transparente incassable en polycarbonate
- Visibilité optimale de tous les côtés
- Porte avec un grand angle d'ouverture
- Léger, transportable
- Empilable
- Desséchant dans un emballage pratique et refermable compris dans la livraison
- Charge maximale totale : 3 kg

Applications:

Idéal pour les petites pièces, très pratique.
Trois versions (un, deux ou trois compartiments fixes).

Caractéristiques:

Parois: Claires

Température de travail: de -35°C à + 70°C



Code	Description	Packaging
LLG09042646	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 1 Basic, Volume 6,2 l	1 pz
LLG09042647	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 2 Basic, Volume 2 x 6,2 l	1 pz
LLG09042648	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 3 Basic, Volume 3 x 6,2 l	1 pz
LLG09042652	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 1 Premium, Volume 6,2 l	1 pz
LLG09042653	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 2 Premium, Volume 2 x 6,2 l	1 pz
LLG09042654	Dessiccateur Mini Basic / Premium, polycarbonate, Type Mini 3 Premium, Volume 3 x 6,2 l	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

