



## Flacon de laboratoire avec bouchon inviolable, PET, stérile

### Flacon de laboratoire avec bouchon inviolable, PET, stérile

Flacon de laboratoire stérile pour utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Bonne visualisation du contenu grâce au PET transparent. Peu encombrant et absolument étanche. Idéal pour le stockage et le conditionnement de liquides.

- Stérile SAL 10-3 (conformément à ISO 11137)
- Avec bouchon d'inviolabilité
- Avec graduation en relief



Code	Description	Packaging
LLG04679554	Flacons PET stériles 250 mL pack 24	24 pz
LLG09001054	Flacon pour préleveur Quick-Picker, Cap	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

