


**Seringues à dosage fin Omnifix-F, 3 parties****B. Braun Deutschland****Seringues à dosage fin Omnifix®-F, 3 parties**

- Matériau : cylindre : polypropylène, piston : polystyrène, bouchon de piston : caoutchouc synthétique
- Bouchon de piston avec bague d'étanchéité double à déplacement facile pour aspirer et injecter lentement des très petites quantités
- Cylindre très transparent avec graduation noire pour une lisibilité idéale, indélébile
- Intérieur siliconé
- Blocage sûr du piston pour aspirer sans problème jusqu'au volume maximal
- Embout Luer, centré
- Sans latex et sans PVC
- Stérile, emballage individuel

Type Solo : sans aiguille, cône Luer selon EN ISO 7886-1**Type Duo** : avec aiguille double, cône Luer selon EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 et DIN 13097.

| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06322844 | Omnifix F sering. st cannule 1mL pack100 | 100 pz |
| LLG06800244 | Omnifix F syringes 1 ml without cannula | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

