

**Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20**

Sartorius Lab Instruments

**Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20**

Membrane: Polyéthersulfone (PES). Le tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20 assure grande flexibilité par rapport aux volumes à traiter. S'utilise aussi bien dans des rotors à angle fixe de 25° pour tubes 50 ml que dans des godets mobiles (jusqu'à 20 ml) . Pourvu d'une double membrane verticale brevetée qui autorise une vitesse de filtration unique et un facteur de concentration de plus de 100 fois. Echelle graduée sur le tube de départ et sur le volume de concentration pour une lecture facile. Le concentré se laisse prélever facilement et rapidement par pipetage.

Surface de la membrane: 6,0 cm<sup>2</sup>

Force centrifuge max: 6000 x g

Volume mort: 20 microlitres



Code	Description	Packaging
LLG09049776	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 0.2 µm da	12 pz.
LLG09049793	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 0.2 µm da	48 pz.
LLG09049855	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 3.000 da	12 pz.
LLG09049856	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 3.000 da	48 pz.
LLG09049771	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 5.000 da	12 pz.
LLG09049788	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 5.000 da	48 pz.
LLG09049772	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 10.000 da	12 pz.
LLG09049789	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 10.000 da	48 pz.
LLG09049773	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 30.000 da	12 pz.
LLG09049790	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 30.000 da	48 pz.
LLG09049774	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 50.000 da	12 pz.
LLG09049791	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 50.000 da	48 pz.
LLG09049775	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 100.000 da	12 pz.
LLG09049792	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 100.000 da	48 pz.
LLG09049857	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 300.000 da	12 pz.
LLG09049859	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 300.000 da	48 pz.
LLG09049860	Tube concentrateur pour centrifugeuse Vivaspin 20, Seuil de coupure 1.000.000 da	48 pz.
LLG09049754	Kit de démarrage (2 unités de chaque de 5000 à 0,2 µm) da	12 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

