



Bidon de sécurité, HDPE

Bidon de sécurité, HDPE

Adapté au système de sécurité SCAT. Electroconducteur, avec et sans flotteur pour contrôle du niveau de remplissage.

Attention : Les bidons peuvent être mis à la terre avec un fil de mise à la terre adapté (réf. 4.005 653, à commander séparément).



Code	Description	Packaging
LLG04005683	Jerrycan 20L S60 controle niveau méca	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

