



Cartouches de filtration Polycap TF

Cartouches de filtration Polycap TFä

Membrane en PTFE hydrophobe pour des applications avec des solvants organiques et des solutions chimiquement agressives.

-Pression maximale 4,1 bar vers l'avant, 3,0 vers l'arrière

-Les capsules de 1 µm ont un préfiltre en polypropylène

-Autoclavable à 132°C max

-Connexions : olive de tuyau avec différents diamètres (SB) et filetage NTP femelle (FNPT)



Code	Description	Packaging
LLG09951126	Cartouches de filtration Polycap TF, Porosité 0,2 µm, Diamètre filtre 36 mm, Connexion 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB , Stérile -	1 pz
LLG09951127	Cartouches de filtration Polycap TF, Porosité 1,0 µm, Diamètre filtre 36 mm, Connexion 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB , Stérile -	1 pz
LLG09951128	Cartouches de filtration Polycap TF, Porosité 0,2 µm, Diamètre filtre 75 mm, Connexion 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB , Stérile -	1 pz
LLG09951129	Cartouches de filtration Polycap TF, Porosité 1,0 µm, Diamètre filtre 75 mm, Connexion 3/8-1/2" SB / 3/8-1/2" SB , Stérile -	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

