



Étalons de conductivité

Étalons de conductivité

Pour étalonner des appareils et électrodes de mesure de la conductivité.

Certifiés NIST. Précision $\pm 0,5$ % à 25 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06058908	Etalons de conductivité, Type 1408 $\mu\text{S}/\text{cm}$, Capacité 500 ml	1 pc



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

