



## Étalons de conductivité

### Étalons de conductivité

Pour étalonner des appareils et électrodes de mesure de la conductivité. Certifiés NIST.  
Précision  $\pm 0,5$  % à 25 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06058908	Etalons de conductivité, Type 1408 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , Capacité 500 ml	1 pc



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

