


**Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm.****Retsch****Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm.****Caractéristiques:**

- Qualité jamais égalée grâce à des procédés de fabrication de pointe, et une inspection optique continue.
 - L'assemblage garantit un grillage tendu en permanence.
 - Résistant à la corrosion et facile à nettoyer car en acier inoxydable.
 - Tamis et joint en une seule pièce afin d'éviter toute contamination croisée.
 - Stabilité et étanchéité optimale du tamis.
 - 15% plus léger que les tamis traditionnels tout en présentant une plus grande surface de tamisage.
 - Chaque tamis est marqué par lazer pour une bonne traçabilité.
- DIN ISO 3310-1. Dimensions (Ø x h): 200 mm x 25 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226792	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,00 mm	1 pz.
LLG09226819	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 10,00 mm	1 pz.
LLG09226845	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 100,00 mm	1 pz.
LLG09226846	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 106,00 mm	1 pz.
LLG09226793	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,12 mm	1 pz.
LLG09226820	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 11,20 mm	1 pz.
LLG09226847	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 112,00 mm	1 pz.
LLG09226794	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,18 mm	1 pz.
LLG09226795	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,25 mm	1 pz.
LLG09226821	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 12,50 mm	1 pz.
LLG09226848	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 125,00 mm	1 pz.
LLG09226822	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 13,20 mm	1 pz.
LLG09226796	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,40 mm	1 pz.
LLG09226823	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 14,00 mm	1 pz.
LLG09226797	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,60 mm	1 pz.
LLG09226824	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 16,00 mm	1 pz.
LLG09226798	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,70 mm	1 pz.
LLG09226799	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 1,80 mm	1 pz.
LLG09226825	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 18,00 mm	1 pz.
LLG09226826	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 19,00 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226800	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 2,00 mm	1 pz.
LLG09226827	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 20,00 mm	1 pz.
LLG09226828	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 22,40 mm	1 pz.
LLG09226801	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 2,24 mm	1 pz.
LLG09226802	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 2,36 mm	1 pz.
LLG09226829	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 25,00 mm	1 pz.
LLG09226803	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 2,50 mm	1 pz.
LLG09226830	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 26,50 mm	1 pz.
LLG09226804	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 2,80 mm	1 pz.
LLG09226831	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 28,00 mm	1 pz.
LLG09226832	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 31,50 mm	1 pz.
LLG09226805	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 3,15 mm	1 pz.
LLG09226806	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 3,35 mm	1 pz.
LLG09226807	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 3,55 mm	1 pz.
LLG09226833	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 35,50 mm	1 pz.
LLG09226834	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 37,50 mm	1 pz.
LLG09226808	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 4,00 mm	1 pz.
LLG09226835	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 40,00 mm	1 pz.
LLG09226809	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 4,50 mm	1 pz.
LLG09226836	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 45,00 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226810	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 4,75 mm	1 pz.
LLG09226811	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 5,00 mm	1 pz.
LLG09226837	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 50,00 mm	1 pz.
LLG09226838	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 53,00 mm	1 pz.
LLG09226812	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 5,60 mm	1 pz.
LLG09226839	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 56,00 mm	1 pz.
LLG09226813	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 6,30 mm	1 pz.
LLG09226840	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 63,00 mm	1 pz.
LLG09226814	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 6,70 mm	1 pz.
LLG09226815	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 7,10 mm	1 pz.
LLG09226841	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 71,00 mm	1 pz.
LLG09226842	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 75,00 mm	1 pz.
LLG09226816	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 8,00 mm	1 pz.
LLG09226843	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 80,00 mm	1 pz.
LLG09226817	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 9,00 mm	1 pz.
LLG09226844	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 90,00 mm	1 pz.
LLG09226818	Tamis analytique en inox, 200 x 25 mm., Ouverture de maille 9,50 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

