



Densimètres Densito/DensitoPro

Densimètres Densito/DensitoPro

Densimètres robustes pour utilisation en déplacement avec manipulation facile et guidage de l'utilisateur. Parfaitement adaptés aux mesures de routine rapides et précises en assurance qualité et en contrôle des marchandises entrantes et sortantes.

Le densimètre DensitoPro est équipé en plus d'un lecteur RFID et de code-barres qui permet de classer rapidement et sûrement les échantillons.

- Aspiration automatique de l'échantillon
- Unités disponibles : API, Baumé, Brix, masse volumique, éthanol, H₂SO₄, Proof (US et IP), °Plato, gravité spécifique, concentration définie par l'utilisateur
- Compensation automatique de la température
- Mémoire pour jusqu'à 1100 résultats de mesure
- Cellule de mesure rétro-éclairée
- Valeurs limites réglables avec affichage en couleur sur l'écran
- Écran clair, bien lisible

Caractéristiques

Plage de masse volumique :

Résolution :

Précision : 0¹/₃ g/cm³

0,0001 g/cm³

±0,001 g/cm³

Plage de température échantillon :

Résolution :

Précision : 0¹/₅₀ °C

0,1 °C

±0,2 °C

Volume d'échantillon : 2 ml

Mémoire données : 1100 mesures

Affichage : Ecran couleur 2,4", rétro-éclairé

Interfaces : USB-A, USB-C

Alimentation : Batteries Li-Ion rechargeables, remplaçables



Code	Description	Packaging
LLG06291652	Densimètre Portable Densito	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

