

**Distributeur VITLAB SIMPLEX2****VITLAB****Distributeur VITLAB® SIMPLEX2**

Avec volume variable et étalonnage possible.

Innovation fiable pour les exigences les plus élevées :

- Réglage rapide, facile et précis du volume par crémaillère interne et mécanisme pratique à vis
- Pas de goutte quand le bouchon de la canule est mis
- Réétalonnable
- Les matériaux de haute qualité (PTFE, PFA, FEP, verre borosilicaté, platine-iridium) garantissent une très haute résistance chimique à la plupart des acides, solvants et bases.
- Un piston à pénétration directe avec joint à lèvre en PFA réduit la cristallisation de liquides et ainsi le blocage du piston.
- Facile à démonter pour le nettoyage - sans outil
- Complètement autoclavable à 121 °C
- Appareil pouvant tourner à 360 °C sur le flacon
- Marquage DE-M
- Avec filetage GL 45
- Avec valve de débit

Contenu de la livraison: 3 ou 5 adaptateurs filetés* en PP, 1 tuyau d'aspiration télescopique, mode d'emploi et certificat de qualité, 1 clé de montage.



Code	Description	Packaging
LLG06283967	Dispenser SIMPLEX2	1 pz
LLG06283968	Dispenser SIMPLEX2	1 pz
LLG06283969	Dispenser SIMPLEX2	1 pz
LLG06283970	Dispenser SIMPLEX2	1 pz
LLG06283971	Dispenser SIMPLEX2	1 pz
LLG06283972	Dispenser SIMPLEX2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

