



**Erlenmeyer LLG avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3**

**LLG Labware**

**Erlenmeyer LLG avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3**

Idéal pour mélanger des liquides. Avec rodage normalisé et graduation blanche.  
Conforme à la norme DIN EN ISO 4797.



Code	Description	Packaging
LLG04686106	Flacon Erlenmeyer LLG 50 ml lot de 2	2 pz
LLG04686107	Fiole Erlenmeyer NS19/26 50 ml lot de 2	2 pz
LLG04686108	Fiole Erlenmeyer NS29/32 50 ml lot de 2	2 pz
LLG04686109	Flacon Erlenmeyer LLG 100 ml lot de 2	2 pz
LLG04686110	Fiole Erlenmeyer LLG 100 ml lot de 2	2 pz
LLG04686111	Fiole Erlenmeyer LLG 100 ml NS29/32 x2	2 pz
LLG04686112	Fiole Erlenmeyer LLG 250 ml NS19/26 x2	2 pz
LLG04686113	Flacon Erlenmeyer LLG 250 ml NS24/29 x2	2 pz
LLG04686114	Fiole Erlenmeyer LLG 250 ml NS29/32 x2	2 pz
LLG04686115	Fiole Erlenmeyer LLG 300 ml NS29/32 x2	2 pz
LLG04686116	Fiole Erlenmeyer LLG 500 ml NS29/32 x2	2 pz
LLG04686117	Fiole Erlenmeyer LLG 1000 ml NS29/32	1 pz
LLG04686118	Fiole Erlenmeyer LLG 2000 ml NS29/32	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



