

**Erlenmeyer LLG, verre borosilicate 3.3, avec bouchon vissé****LLG Labware****Erlenmeyer LLG, verre borosilicate 3.3, avec bouchon vissé**

- Bouchon à visser avec joint d'étanchéité en PTFE.
- Graduation blanche et champ d'inscription
- Filetage GL



Code	Description	Packaging
LLG04686198	Fiole Erlenmeyer LLG 100 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686199	Fiole Erlenmeyer LLG 250 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686200	Fiole Erlenmeyer LLG 500 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686201	Fiole Erlenmeyer LLG 1000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

