



Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

LLG Labware

Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

- Forme haute
- Certifiée conforme avec identification du lot.
- DIN EN ISO 4788
- Avec pied hexagonal et bec verseur
- Graduations bleues



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| LLG04686202 | LLG-Eprouvette graduée 5 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686203 | LLG-Eprouvette graduée 10 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686204 | LLG-Eprouvette graduée 25 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686205 | LLG-Eprouvette graduée 50 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686206 | LLG-Eprouvette graduée 100 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686207 | LLG-Eprouvette graduée 250 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686208 | LLG-Eprouvette graduée 500 ml, pack 2 | 2 pz |
| LLG04686209 | LLG-Eprouvette graduée 1000 ml, | 1pz |
| LLG04686210 | LLG-Eprouvette graduée 2000 ml, | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

