



Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

LLG Labware

## Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

- Forme haute
- Certifiée conforme avec identification du lot.
- DIN EN ISO 4788
- Avec pied hexagonal et bec verseur
- Graduations bleues



Code	Description	Packaging
LLG04686202	LLG-Eprouvette graduée 5 ml, pack 2	2 pz
LLG04686203	LLG-Eprouvette graduée 10 ml, pack 2	2 pz
LLG04686204	LLG-Eprouvette graduée 25 ml, pack 2	2 pz
LLG04686205	LLG-Eprouvette graduée 50 ml, pack 2	2 pz
LLG04686206	LLG-Eprouvette graduée 100 ml, pack 2	2 pz
LLG04686207	LLG-Eprouvette graduée 250 ml, pack 2	2 pz
LLG04686208	LLG-Eprouvette graduée 500 ml, pack 2	2 pz
LLG04686209	LLG-Eprouvette graduée 1000 ml,	1pz
LLG04686210	LLG-Eprouvette graduée 2000 ml,	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

