



Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme basse, classe B

LLG Labware

### Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme basse, classe B

- Forme basse
- Ajustée sur IN
- DIN EN ISO 4788
- Avec pied hexagonal et bec verseur
- Graduation brune



Code	Description	Packaging
LLG04686211	LLG-Eprouvettes de mesure 10ml, pack 2	2 pz
LLG04686212	LLG-Eprouvettes de mesure 25ml, pack 2	2 pz
LLG04686213	LLG-Eprouvettes de mesure 25ml, pack 2	2 pz
LLG04686214	LLG-Eprouvettes de mesure 100ml, pack 2	2 pz
LLG04686215	Eprouvettes LLG 250ml, pack 2	2 pz
LLG04686216	Eprouvettes graduées LLG 500ml, pack 2	2 pz
LLG04686217	LLG-Eprouvette graduée 1000ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

