



Éprouvette bouchée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

LLG Labware

### Éprouvette bouchée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A

- Forme haute
- Certifié conforme avec identification du lot
- DIN EN ISO 4788
- Avec pied hexagonal et bouchon en PE
- Graduations bleues



Code	Description	Packaging
LLG04686218	Cylindre mélangeur LLG 10 ml pack de 2	2 pz
LLG04686219	Cylindre mélangeur LLG 25 ml pack de 2	2 pz
LLG04686220	Cylindre mélangeur LLG 50 ml pack de 2	2 pz
LLG04686221	Cylindre mélangeur LLG 100 ml pack de 2	2 pz
LLG04686222	Cylindre mélangeur LLG 250 ml pack de 2	2 pz
LLG04686223	Cylindre mélangeur LLG 500 ml pack de 2	2 pz
LLG04686224	Cylindre mélangeur LLG 1000 ml pack de 2	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

