

**Fioles jaugées LLG, verre borosilicate 3.3, classe A****LLG Labware****Fioles jaugées LLG, verre borosilicate 3.3, classe A**

- Certifiées conformes avec identification du lot
- DIN EN ISO 1042
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque annulaire et inscription en bleue



Code	Description	Packaging
LLG04686232	LLG-Fiole jaugée 5 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686233	LLG-Fiole jaugée 10 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686234	LLG-Fiole jaugée 20 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686235	LLG-Fiole jaugée 25 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686236	LLG-Fiole jaugée 25 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686237	LLG-Fiole jaugée 50 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686238	LLG-Fiole jaugée 50 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686239	LLG-Fiole jaugée 100 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686240	LLG-Fiole jaugée 100 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686241	LLG-Fiole jaugée 200 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686242	LLG-Fiole jaugée 250 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686243	LLG-Fiole jaugée 500 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686244	LLG-Fiole jaugée 1000 ml, lot de 2	1 pz
LLG04686245	LLG-Fiole jaugée 2000 ml, lot de 2	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

