



Fioles jaugées LLG, verre borosilicate 3.3, classe A, verre brun

LLG Labware

Fioles jaugées LLG, verre borosilicate 3.3, classe A, verre brun

- Certifiées conformes avec identification du lot.
- DIN EN ISO 1042
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque annulaire et inscription en blanc



Code	Description	Packaging
LLG04686246	LLG-Fioles jaugées 5 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686247	LLG-Fioles jaugées 10 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686248	LLG-Fioles jaugées 20 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686249	LLG-Fioles jaugées 25 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686250	LLG-Fioles jaugées 50 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686251	LLG-Fioles jaugées 100 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686252	LLG-Fioles jaugées 200 ml,, pack de 2	2 pz
LLG04686253	LLG-Fiole jaugée 250 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686254	LLG-Fiole jaugée 500 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686255	LLG-Fiole jaugée 1000 ml, lot de 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

