



Fioles jaugées LLG, forme trapézoïdale, en verre borosilicate 3.3, classe A

LLG Labware

Fioles jaugées LLG, forme trapézoïdale, en verre borosilicate 3.3, classe A

- Forme trapézoïdale
- Certifiées conformes avec identification du lot
- DIN EN ISO 1042
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque annulaire et inscription bleues



Code	Description	Packaging
LLG04686225	LLG-Fiole jaugée 1 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686226	LLG-Fiole jaugée 2 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686227	LLG-Fiole jaugée 3 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686228	LLG-Fiole jaugée 4 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686229	LLG-Fiole jaugée 10 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686230	LLG-Fiole jaugée 20 ml, lot de 2	2 pz
LLG04686231	LLG-Fiole jaugée 25 ml, lot de 2	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

