

**Ampoule à décanter LLG selon Squibb, verre borosilicate 3.3****LLG Labware****Ampoule à décanter LLG selon Squibb, verre borosilicate 3.3**

Ampoules à décanter selon Squibb avec boisseau en PTFE.

- Robinet à clé en PTFE.
- DIN ISO 4800
- Avec rodage normalisé 19/26 et bouchon PP fourni
- Graduations blanches



Code	Description	Packaging
LLG04686263	Ampoule à décanter LLG 50 ml Squibb	1 pz
LLG04686264	Ampoule à décanter LLG 100 ml Squibb	1 pz
LLG04686265	Ampoule à décanter LLG 250 ml Squibb	1 pz
LLG04686266	Ampoule à décanter LLG 500 ml Squibb	1 pz
LLG04686267	Ampoule à décanter LLG 1000 ml Squibb	1 pz
LLG04686268	Ampoule à décanter LLG 2000 ml Squibb	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

