

**Bouchons creux hexagonaux LLG, verre borosilicate 3.3, pointus****LLG Labware****Bouchons creux hexagonaux LLG, verre borosilicate 3.3, pointus**

Pour fermer les ustensiles et récipients en verre à rodage normalisé. La pointe d'égouttage assure le retour du liquide adhérent dans le récipient en verre. La forme hexagonale empêche le bouchon de rouler. Conformes à la norme DIN 12252.

Ground size NS24/29



| Code        | Description                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG04686100 | Bouchon hexagonal LLG 10/19 x5 | 5 pz      |
| LLG04686101 | Bouchon hexagonal LLG 10/19 x5 | 5 pz      |
| LLG04686102 | Bouchon hexagonal LLG 14/23 x5 | 5 pz      |
| LLG04686103 | Bouchon hexagonal LLG 19/26 x5 | 5 pz      |
| LLG04686104 | Bouchon hexagonal LLG 24/29 x5 | 5 pz      |
| LLG04686105 | Bouchon hexagonal LLG 29/32 x5 | 5 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

