

**Bouchons creux hexagonaux LLG, verre borosilicate 3.3, pointus****LLG Labware****Bouchons creux hexagonaux LLG, verre borosilicate 3.3, pointus**

Pour fermer les ustensiles et récipients en verre à rodage normalisé. La pointe d'égouttage assure le retour du liquide adhérent dans le récipient en verre. La forme hexagonale empêche le bouchon de rouler. Conformés à la norme DIN 12252.

Ground size NS24/29



Code	Description	Packaging
LLG04686100	Bouchon hexagonal LLG 10/19 x5	5 pz
LLG04686101	Bouchon hexagonal LLG 10/19 x5	5 pz
LLG04686102	Bouchon hexagonal LLG 14/23 x5	5 pz
LLG04686103	Bouchon hexagonal LLG 19/26 x5	5 pz
LLG04686104	Bouchon hexagonal LLG 24/29 x5	5 pz
LLG04686105	Bouchon hexagonal LLG 29/32 x5	5 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

