



Ballon rond LLG à deux cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, col latéral incliné

LLG Labware

**Ballon rond LLG à deux cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3,  
col latéral incliné**

- Col latéral à un angle de 20° par rapport au col central
- Avec inscription blanche
- Conforme à la norme DIN 12394.



Code	Description	Packaging
LLG04686152	Ballon rond 2 col 14/23 50 ml	1 pz
LLG04686153	Ballon rond 2 col 14/23 100 ml	1 pz
LLG04686154	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 14/23 250 ml	1 pz
LLG04686155	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 100ml	1 pz
LLG04686156	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 250ml	1 pz
LLG04686157	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 500ml	1 pz
LLG04686158	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 1000ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

