



Ballon rond LLG à deux cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, col latéral incliné

LLG Labware

Ballon rond LLG à deux cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, col latéral incliné

- Col latéral à un angle de 20° par rapport au col central
- Avec inscription blanche
- Conforme à la norme DIN 12394.



Code	Description	Packaging
LLG04686152	Ballon rond 2 col 14/23 50 ml	1 pz
LLG04686153	Ballon rond 2 col 14/23 100 ml	1 pz
LLG04686154	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 14/23 250 ml	1 pz
LLG04686155	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 100ml	1 pz
LLG04686156	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 250ml	1 pz
LLG04686157	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 500ml	1 pz
LLG04686158	Ballon rond 2 cols avec col latéral incliné 29 & 14 1000ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

