



Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3

LLG Labware

**Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3,**

- Cols latéraux formant un angle de  $20^\circ$  avec le col central.
- Avec inscription blanche
- Conforme à la norme DIN 12394.



Code	Description	Packaging
LLG04686159	Ballon rond 3 col 29 & 2x14 250 ml	1 pz
LLG04686160	Ballon rond 3 col 3x29 250 ml	1 pz
LLG04686161	Ballon rond 3 col 29 & 2x14 500 ml	1 pz
LLG04686162	Ballon rond 3 col 3x29 500 ml	1 pz
LLG04686163	Ballon rond 3 col 29 & 2x14 1000 ml	1 pz
LLG04686164	Ballon rond 3 col 3x29 1000 ml	1 pz
LLG04686165	Ballon rond 3 col 3x29 2000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

