

**Refroidisseur LLG selon Dimroth, verre borosilicate 3.3****LLG Labware**

Refroidisseur LLG selon Dimroth, verre borosilicate 3.3, olive en verre ou raccord en PP

- Pour la condensation des vapeurs
- Raccordement à l'eau avec des olives en verre
- Avec RN mâle et femelle 29/32
- Conforme à la norme DIN 12591



Code	Description	Packaging
LLG04686190	Condensateur Dimroth avec olive verre 250 mm	1 pz
LLG04686191	Condensateur Dimroth avec olive verre 400 mm	1 pz
LLG04686192	Condensateur Dimroth avec raccord PP 250 mm	1 pz
LLG04686193	Condensateur Dimroth avec raccord PP 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

